

PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO

ENBIO^{PRO}

Clase B	B
Alimentación	230V/50Hz
Potencia instalada	3250W
Consumo máximo de energía	15A
Presión de trabajo	2,1 Bar
Presión máxima	2,3 Bar
Temperatura máxima del proceso	138°C
Volumen de la cámara de proceso	5,3 l
Programas	134°C FAST, 134°C, 121°C, PRION
Número máximo de paquetes	16
Peso máximo de la carga	0,8 kg
Peso	20 kg
Grado de protección	IP20
Archivo de datos del proceso	USB Drive
Suministro de agua*	externo

*solo agua desmineralizada o destilada

